


pH
Mg++
即将推出



SmartLyte®
Plus

最先 的 解 析

 smartlyteplus.com

SmartLyte[®] Plus

数据存 容量
1万个患者 果
每 1万个 量控制 果

校准
每4小时2点
每个样本1点
一 求

类选
猫, 狗, 牛, ,
猪, 鼠, 羊或其他

支持
在 服 界面

用户 入
12.7厘米触摸屏
程

参数数量
共5个
4 个同时

通性
局域网, Wifi,
4个USB端口
RS232, LIS

分析时
28秒

校正
两点校正: 每四个小时
一点校正: 每次 量后
按需

言
English, 中文, Español, Français, Deutsch,
Bahasa Indonesian, Italiano, 日本語, 한국어,
Português, Polskie, Русский, Türkçe

可选的自动加 器
24个位置

参数	范	分析精度 ¹	示精度
Na ⁺	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca ⁺⁺	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li ⁺	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
尿液 ² Na ⁺	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	5-120 mmol/L ³	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1-典型的 行内 (n=30) 血液, 血清, 血

2-通常不在尿样中 量 和

3-(60-120) 需要 外稀

功率
100-240 伏, 最大 50 瓦
50-60 赫兹, 最大 1.6 安

尺寸和重量
13.2 x 12.4 x 12 in, 14bs
335 x 315 x 295 mm, 6 kgs

环境条件
度: 小于85%
室温: 15-32 氏度 (60-90 氏度)