


DIAMOND

Smart Lab Solutions

pH
Mg++
أبيرق



SmartLyte® *Plus*

محلل الالكتروليت الأكثر تقدماً

 smartlyteplus.com

SmartLyte[®] Plus



دقة الشاشة	1 قابلية اعادة الانتاج	تراوح	باراميت
0.1 mmol/L	$CV \leq 1\%$ (120-160mmol/L)	40-200 mmol/L	Na^+
0.01 mmol/L	$CV \leq 1.5\%$ (2.5-6 mmol/L)	1.7-15 mmol/L	K^+
0.1 mmol/L	$CV \leq 1\%$ (85-130 mmol/L)	50-200 mmol/L	Cl^-
0.001 mmol/L	$SD \leq 0.02$ mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.3-5.0 mmol/L	Ca^{++}
0.001 mmol/L	$SD \leq 0.03$ mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.2-5.5 mmol/L	Li^+
0.1 mmol/L	$CV \leq 5\%$ (100-250 mmol/L)	3-300 mmol/L	Na^+ لوب
0.01 mmol/L	$CV \leq 5\%$ (10-60 mmol/L)	5-120 mmol/L ³	K^+
0.1 mmol/L	$CV \leq 5\%$ (100-250 mmol/L)	15-300 mmol/L	Cl^-

إزالة البقايا، مدخل لصب، مدخل لإزالة الجاذبية
لوبل الثاني يفتح فدادن مويث لالو وويو لالو، سايك مويث ال-2
يفاضل في فاخت بيلطتي (120-160)

راي تال
100-240V, 50W max
50-60 Hz, 1.6A max

نزلواو مچ ل
13.2 × 12.4 × 12 in , 14 lbs
335 × 315 × 295 mm, 6 kgs

ةطي حملا فور ظلا
85% < قبطورلا
60-90°F (15-32°C) : فدرغلا قراخ عچرد



DIAMOND
Smart Lab Solutions

333 Fiske Street, Holliston, MA 01746 U.S.A.
www.diamonddiagnostics.com
main@diamonddiagnostics.com
+1 508-429-0450

SEP23-0189F REV01 02/11/25